取扱説明書 ●

注射器材廃棄容器 キーパー2シリーズ

針刺しを防ぐために

すべての方の安全のために

注射器材廃棄容器は、感染の危険のある注射針を廃棄する容器です。誤った使い方をすると 次の使用者も危険です。ご使用に際しては、十分に注意して正しくお使いください。

■で使用になる前に

フタを本体にしっかりと はめ込んで下さい。

平らな所で一気にはめ込んで下さい。



■最終処理に出す時には

製品ラベルや容器外ラベルの FULLラインになったときです。


■フタのツメ(グリーン部)2ヶ所 A を90度に 折り曲げます。

P 差し込み口 B にしっかりと差し込み完全に ロックをします。 (フタが開かない状態になります)



抜針後、そのまま投入して下さい。

5ml までの注射器は、針を外さずに投入できます。 翼状針、留置針、採血ホルダーなども投入できます。



「FULLラインは使用限度を示します。

●キーパー2C

投入口・背面からもはっきりわかります。



インスリン注射の針刺し対策に! **|**リキャップホール®

インスリン注射などに使う ペン型注入器の針に

キャップをする機能です。




えれます。 (3)

リキャップホール®に 立てます。(保護シー ルは完全に取り外し て下さい。)

注入器を引き 上げると キャップ完了 です。

注射が終わったら 注入器を<mark>まっすぐ</mark>
② 針ケースに

スを指で保持し 注入器本体を 反時計方向に回してから取り外します。



最終処理は、自施設の感染性


廃棄物(鋭利物)の処理規定

に基づいた方法で処理してく


ださい。




針外し機能 (病室などで注射器ごと廃棄できない時の、) 緊急的な機能としても活用できます。



注射器をセットしてたおすだけで注射針が容器内に投入されます。 *引っ掛けて引き抜くのではありません。



注射針の針元を型に当てて、<mark>左に回す</mark>と 簡単に外れ、容器内に投入できます。



- ●オートクレーブなどの高温処理は、しないで下さい。
- ●注射器材の投入後は、フタをして下さい。
- 投入口には、指を入れないようにして下さい。
- ●使用限度の FULL ラインは、守って下さい。
- ●完全にロックした製品のフタを無理に開けて、 再度使用しないで下さい。
- ●廃棄物は、別の容器へ移し替えたりしないで下さい。
- ●廃棄物の入った容器は、足下に置かないで下さい。

●最終処理時は、フタを完全にロックして下さい。

廃棄物(注射針など)の状況によっては、稀に針先が投入口のすぐそばに来てしまう場合もあります。 注射器材の投入に際しては十分注意して下さい。 また、そのような時は FULL ライン以下であっても、それ以上使わないで下さい。

特許第4750146号 実用新案登録 第3150317号 第3201698号 第3201699号

